

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 347-137-100

Asta di supporto, classe OIML M1, 5 kg, acciaio inossidabile tornito fine

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- per infilare i pesi ad intaglio
- Una precisa sotto-rotazione all'estremità inferiore dell'asta di supporto garantisce un appoggio sicuro dei pesi a fessura. Questa costruzione impedisce ai pesi di scivolare e garantisce stabilità anche in posizione leggermente inclinata
- Peso proprio dell'asta di supporto 5 kg

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Compatibile con tutti i pesi della scanalatura/aste di supporto del tipo B

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
317-280	Guanti 317-280 (cotone, 1 paio)
317-290	Guanti 317-290 (pelle, cotone, 1 paio)
347-037	Peso di prova 347-037 (classe OIML M1, valore nominale 5 g, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine)
347-047	Peso di prova 347-047 (classe OIML M1, valore nominale 10 g, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine)
347-057	Peso di prova 347-057 (classe OIML M1, valore nominale 20 g, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine)
347-067	Peso di prova 347-067 (classe OIML M1, valore nominale 50 g, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine)
347-077	Peso di prova 347-077 (classe OIML M1, valore nominale 100 g, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine)
347-087	Peso di prova 347-087 (classe OIML M1, valore nominale 200 g, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine)
347-097	Peso di prova 347-097 (classe OIML M1, valore nominale 500 g, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine)
347-117	Peso di prova 347-117 (classe OIML M1, valore nominale 1 kg, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine)

Modello	Descrizione
347-127	Peso di prova 347-127 (classe OIML M1, valore nominale 2 kg, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine)
347-137	Peso di prova 347-137 (classe OIML M1, valore nominale 5 kg, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine)
347-147	Peso di prova 347-147 (classe OIML M1, valore nominale 10 kg, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350
920-351	Marcatura dei pesi di prova (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-351
962-643	Certificato di calibrazione DAkkS 962-643
962-643R	Ricalibrazione DAkkS 962-643R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi