

Productbrochure

08.08.2026

KERN 347-137-100

Steunstang, OIML-klasse M1, 5 kg, edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- voor het bevestigen van gegroefde gewichten
- Een nauwkeurige nok onderaan de draagstang zorgt ervoor, dat de sleufgewichten veilig op hun plek blijven. Deze constructie voorkomt het wegglijden van de gewichten en zorgt voor stabiliteit, zelfs onder een lichte hoek
- Eigen gewicht steunstang 5 kg

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Compatibel met alle sleufgewichten/steunstangen van het type B

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
317-280	Handschoenen 317-280 (katoen, 1 paar)
317-290	Handschoenen 317-290 (leder, katoen, 1 paar)
347-037	Testgewicht 347-037 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 5 g, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid)
347-047	Testgewicht 347-047 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 10 g, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid)
347-057	Testgewicht 347-057 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 20 g, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid)
347-067	Testgewicht 347-067 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 50 g, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid)
347-077	Testgewicht 347-077 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 100 g, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid)
347-087	Testgewicht 347-087 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 200 g, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid)
347-097	Testgewicht 347-097 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 500 g, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid)
347-117	Testgewicht 347-117 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 1 kg, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid)

Model	Beschrijving
347-127	Testgewicht 347-127 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 2 kg, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid)
347-137	Testgewicht 347-137 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 5 kg, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid)
347-147	Testgewicht 347-147 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 10 kg, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-643	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-643
962-643R	DAkKS-rekalibratie 962-643R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen