

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 347-137-100

Vara de apoio, Classe OIML M1, 5 kg, aço inox virado fino

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTERÍSTICAS

- para fixar pesos com ranhuras
- Uma sub-rotação precisa na extremidade inferior da barra de suporte garante que os pesos de ranhura assentem de forma segura. Esta construção evita que os pesos deslizem e garante a estabilidade mesmo em inclinações ligeiras
- Peso próprio de la vara de apoio 5 kg

POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO

- Compatível com todos os pesos da ranhura/varas de apoio do tipo B

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
317-280	Luvas 317-280 (algodão, 1 par)
317-290	Luvas 317-290 (couro, algodão, 1 par)
347-037	Peso de teste 347-037 (Classe OIML M1, Valor nominal 5 g, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino)
347-047	Peso de teste 347-047 (Classe OIML M1, Valor nominal 10 g, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino)
347-057	Peso de teste 347-057 (Classe OIML M1, Valor nominal 20 g, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino)
347-067	Peso de teste 347-067 (Classe OIML M1, Valor nominal 50 g, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino)
347-077	Peso de teste 347-077 (Classe OIML M1, Valor nominal 100 g, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino)
347-087	Peso de teste 347-087 (Classe OIML M1, Valor nominal 200 g, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino)
347-097	Peso de teste 347-097 (Classe OIML M1, Valor nominal 500 g, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino)
347-117	Peso de teste 347-117 (Classe OIML M1, Valor nominal 1 kg, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino)

Modelo	Descrição
347-127	Peso de teste 347-127 (Classe OIML M1, Valor nominal 2 kg, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino)
347-137	Peso de teste 347-137 (Classe OIML M1, Valor nominal 5 kg, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino)
347-147	Peso de teste 347-147 (Classe OIML M1, Valor nominal 10 kg, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-350	Marcação por gravura a laser (marcação individual) KERN 920-350
920-351	Marcação dos pesos de ensaio (último dígito do número de série) KERN 920-351
962-643	Certificado de calibração DAkkS 962-643
962-643R	Recalibração DAkkS 962-643R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis