

KERN 347-137-100

KERN

Vara de apoio, Classe OIML M1, 5 kg, aço inox virado fino



Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	138×138×691,5 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Vara de apoio
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	595,238 1
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	12,0465
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	100
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste - valor nominal	5 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	250 mg

Desenho

Forma de construção peso	Vara de apoio (Tipo B)
Dimensões (Ø×A)	138×691,5 mm
Material	aço inox virado fino
Peso total máximo	95 kg
Peso individual máximo	10 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-643
--	---------