

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 347-137-100-N00

Barra de soporte (Newton), 50 N, acero inoxidable finamente torneado

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 +49 7433 9933-0
 info@kern-sohn.com
 www.kern-sohn.com

CARACTERÍSTICAS

- para insertar en las pesas de ranura
- El giro inferior preciso en el extremo inferior de la barra de soporte asegura que los pesos de ranura estén apoyados de forma segura. Esta construcción evita que los pesos deslicen y garantiza la estabilidad incluso con una posición inclinada ligera

TENGA EN CUENTA PARA SU PEDIDO

- Compatible con todas las pesas de ranura/barras de soporte de tipo B

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
317-280	Guantes 317-280 (algodón, 1 par)
317-290	Guantes 317-290 (cuero, algodón, 1 par)
347-037-N00	Peso de prueba 347-037-N00, Valore nominale 5 cN, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado
347-047-N00	Peso de prueba 347-047-N00, Valore nominale 10 cN, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado
347-057-N00	Peso de prueba 347-057-N00, Valore nominale 20 cN, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado
347-067-N00	Peso de prueba 347-067-N00, Valore nominale 50 cN, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado
347-077-N00	Peso de prueba 347-077-N00, Valore nominale 1 N, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado
347-087-N00	Peso de prueba 347-087-N00, Valore nominale 2 N, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado
347-097-N00	Peso de prueba 347-097-N00, Valore nominale 5 N, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado
347-117-N00	Peso de prueba 347-117-N00, Valore nominale 10 N, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado

Modelo	Descripción
347-127-N00	Peso de prueba 347-127-N00, Valore nominale 20 N, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado
347-137-N00	Peso de prueba 347-137-N00, Valore nominale 50 N, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado
347-147-N00	Peso de prueba 347-147-N00, Valore nominale 100 N, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-350	Marca por grabado láser (marcado individual) KERN 920-350
920-351	Marca de las pesas de control (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-351
962-643N	Certificado de calibración DAkkS 962-643N
962-643RN	Recalibración DAkkS 962-643RN

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de seis días



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables