

Brochure produit

08.08.2026

KERN 347-137-100-N00

Tige de support (Newton), 50 N, inox finement tourné

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- pour y accrocher les poids à fente
- Une sous-rotation précise à l'extrémité inférieure de la barre de support garantit que les poids à fente ne bougent pas. Cette construction empêche les poids de glisser et garantit la stabilité même en cas de légère inclinaison

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Compatible avec toutes les poids à fente/tige de support de type B

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
317-280	Gants 317-280 (coton, 1 paire)
317-290	Gants 317-290 (cuir, coton, 1 paire)
347-037-N00	Poids spécifique 347-037-N00, Valeur nominale 5 cN, Poids à fente (Type B), inox finement tourné
347-047-N00	Poids spécifique 347-047-N00, Valeur nominale 10 cN, Poids à fente (Type B), inox finement tourné
347-057-N00	Poids spécifique 347-057-N00, Valeur nominale 20 cN, Poids à fente (Type B), inox finement tourné
347-067-N00	Poids spécifique 347-067-N00, Valeur nominale 50 cN, Poids à fente (Type B), inox finement tourné
347-077-N00	Poids spécifique 347-077-N00, Valeur nominale 1 N, Poids à fente (Type B), inox finement tourné
347-087-N00	Poids spécifique 347-087-N00, Valeur nominale 2 N, Poids à fente (Type B), inox finement tourné
347-097-N00	Poids spécifique 347-097-N00, Valeur nominale 5 N, Poids à fente (Type B), inox finement tourné
347-117-N00	Poids spécifique 347-117-N00, Valeur nominale 10 N, Poids à fente (Type B), inox finement tourné
347-127-N00	Poids spécifique 347-127-N00, Valeur nominale 20 N, Poids à fente (Type B), inox finement tourné
347-137-N00	Poids spécifique 347-137-N00, Valeur nominale 50 N, Poids à fente (Type B), inox finement tourné
347-147-N00	Poids spécifique 347-147-N00, Valeur nominale 100 N, Poids à fente (Type B), inox finement tourné

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
962-643N	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-643N
962-643RN	Réétalonnage DAkkS 962-643RN

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est de six jours



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables