

Productbrochure

08.08.2026

KERN 347-137-100-N00

Steunstang (Newton), 50 N, edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- voor het bevestigen van gegroefde gewichten
- Een nauwkeurige nok onderaan de draagstang zorgt ervoor, dat de sleufgewichten veilig op hun plek blijven. Deze constructie voorkomt het wegglijden van de gewichten en zorgt voor stabiliteit, zelfs onder een lichte hoek

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Compatibel met alle sleufgewichten/steunstangen van het type B

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
317-280	Handschoenen 317-280 (katoen, 1 paar)
317-290	Handschoenen 317-290 (leder, katoen, 1 paar)
347-037-N00	Testgewicht 347-037-N00, Nominale waarde 5 cN, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid
347-047-N00	Testgewicht 347-047-N00, Nominale waarde 10 cN, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid
347-057-N00	Testgewicht 347-057-N00, Nominale waarde 20 cN, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid
347-067-N00	Testgewicht 347-067-N00, Nominale waarde 50 cN, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid
347-077-N00	Testgewicht 347-077-N00, Nominale waarde 1 N, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid
347-087-N00	Testgewicht 347-087-N00, Nominale waarde 2 N, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid
347-097-N00	Testgewicht 347-097-N00, Nominale waarde 5 N, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid
347-117-N00	Testgewicht 347-117-N00, Nominale waarde 10 N, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid
347-127-N00	Testgewicht 347-127-N00, Nominale waarde 20 N, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid
347-137-N00	Testgewicht 347-137-N00, Nominale waarde 50 N, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid
347-147-N00	Testgewicht 347-147-N00, Nominale waarde 100 N, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid

DIENTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-643N	DAkkS Kalibratiecertificat 962-643N
962-643RN	DAkkS-rekalibratie 962-643RN

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt zes dagen



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen