

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 347-137-100-N00

Vara de apoio (Newton), 50 N, aço inox virado fino

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTERÍSTICAS

- para fixar pesos com ranhuras
- Uma sub-rotação precisa na extremidade inferior da barra de suporte garante que os pesos de ranhura assentem de forma segura. Esta construção evita que os pesos deslizem e garante a estabilidade mesmo em inclinações ligeiras

POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO

- Compatível com todos os pesos da ranhura/varas de apoio do tipo B

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
317-280	Luvas 317-280 (algodão, 1 par)
317-290	Luvas 317-290 (couro, algodão, 1 par)
347-037-N00	Peso de teste 347-037-N00, Valor nominal 5 cN, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino
347-047-N00	Peso de teste 347-047-N00, Valor nominal 10 cN, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino
347-057-N00	Peso de teste 347-057-N00, Valor nominal 20 cN, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino
347-067-N00	Peso de teste 347-067-N00, Valor nominal 50 cN, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino
347-077-N00	Peso de teste 347-077-N00, Valor nominal 1 N, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino
347-087-N00	Peso de teste 347-087-N00, Valor nominal 2 N, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino
347-097-N00	Peso de teste 347-097-N00, Valor nominal 5 N, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino
347-117-N00	Peso de teste 347-117-N00, Valor nominal 10 N, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino
347-127-N00	Peso de teste 347-127-N00, Valor nominal 20 N, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino
347-137-N00	Peso de teste 347-137-N00, Valor nominal 50 N, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino
347-147-N00	Peso de teste 347-147-N00, Valor nominal 100 N, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-350	Marcação por gravura a laser (marcação individual) KERN 920-350
920-351	Marcação dos pesos de ensaio (último dígito do número de série) KERN 920-351
962-643N	Certificado de calibração DAkkS 962-643N
962-643RN	Recalibração DAkkS 962-643RN

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de seis dias



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis