

Brochure produit

08.08.2026

KERN 347-137

Poids individuel, Classe OIML M1, 5 kg, Poids à fente (Type B), inox finement tourné

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Compatible avec toutes les poids à fente/tige de support de type B

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
317-280	Gants 317-280 (coton, 1 paire)
317-290	Gants 317-290 (cuir, coton, 1 paire)
347-117-100	Tige de support 347-117-100, Classe OIML M1, Valeur nominale 1 kg, inox finement tourné
347-137-100	Tige de support 347-137-100, Classe OIML M1, Valeur nominale 5 kg, inox finement tourné
347-147-100	Tige de support 347-147-100, Classe OIML M1, Valeur nominale 10 kg, inox finement tourné

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
962-643	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-643
962-643R	Réétalonnage DAkkS 962-643R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables