

Productbrochure

08.08.2026

# KERN 347-145-N00

Afzonderlijk gewicht (Newton), 100 N, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com

## GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Compatibel met alle sleufgewichten/steunstangen van het type A

## PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



## ACCESSOIRES

| Model           | Beschrijving                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317-290         | Handschoenen 317-290 (leder, katoen, 1 paar)                                                                                   |
| 347-075-100-N00 | Steunstang (Newton) 347-075-100-N00, Nominale waarde 1 N, edelstaal fijn gedraaid                                              |
| 347-095-100-N00 | Steunstang (Newton) 347-095-100-N00, Nominale waarde 5 N, edelstaal fijn gedraaid                                              |
| 347-115-100-N00 | Steunstang (Newton) 347-115-100-N00, Nominale waarde 10 N, edelstaal fijn gedraaid                                             |
| 347-140-400     | Plastic gewichtsetui 347-140-400 (voor nominale waarden 10 kg   voor klassen F1 - M3   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig) |

## DIENSTEN

| Model     | Beschrijving                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 920-350   | Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350               |
| 920-351   | Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351 |
| 962-644N  | DAkKS Kalibratiecertificaat 962-644N                                           |
| 962-644RN | DAkKS-rekalibratie 962-644RN                                                   |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt zes dagen



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen