

KERN 347-145-N00

KERN

Einzelgewicht (Newton), 100 N, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Newton-Gewicht
Produktfamilie	347-N

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert (N)	100 N
----------------------------	-------

Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ A)
Material	Edelstahl feingedreht
Abmessungen (Ø×H)	100×175 mm

Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×100×175 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg

Piktogramme

STANDARD

