

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 347-146-N00

Pesas individuales (Newton), 100 N, Peso del gancho, acero inoxidable finamente torneado

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción





ACCESORIOS

Modelo	Descripción
317-290	Guantes 317-290 (cuero, algodón, 1 par)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-350	Marca por grabado láser (marcado individual) KERN 920-350
920-351	Marca de las pesas de control (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-351
962-644N	Certificado de calibración DAkkS 962-644N
962-644RN	Recalibración DAkkS 962-644RN

ESPAÑOL

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de seis días



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables