

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 347-146-N00

Peso singolo (Newton), 100 N, Peso del gancio, acciaio inossidabile tornito fine

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
317-290	Guanti 317-290 (pelle, cotone, 1 paio)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350
920-351	Marcatura dei pesi di prova (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-351
962-644N	Certificato di calibrazione DAkkS 962-644N
962-644RN	Ricalibrazione DAkkS 962-644RN

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di sei giorni



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi