

Productbrochure

08.08.2026

KERN 347-146-N00

Afzonderlijk gewicht (Newton), 100 N, Haakgewicht, edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
317-290	Handschoenen 317-290 (leder, katoen, 1 paar)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-644N	DAkS Kalibratiecertificaat 962-644N
962-644RN	DAkS-rekalibratie 962-644RN

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt zes dagen



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen