

# KERN 347-146-N00

**KERN**

Einzelgewicht (Newton), 100 N, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Newton-Gewicht
Produktfamilie	347-N

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert (N)	100 N
----------------------------	-------

## Bauform

Bauform Gewicht	Hakengewicht
Material	Edelstahl feingedreht
Abmessungen (Ø×H)	100×160 mm

## Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×100×160 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg

## Piktogramme

STANDARD

