

KERN 347-146-N00

KERN

Peso individual (Newton), 100 N, Peso do gancho, aço inox virado fino



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Peso Newton
Família de produto	347-N

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal (N)	100 N
-----------------------------------	-------

Desenho

Forma de construção peso	Peso do gancho
Material	aço inox virado fino
Dimensões (Ø×A)	100×160 mm

Embalagem e expedição

Método de envio	Serviço de encomendas
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	100×100×160 mm
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	10 kg

Pictogramas

STANDARD

