

# KERN 347-147-100

**KERN**

Vara de apoio, Classe OIML M1, 10 kg, aço inox virado fino



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Vara de apoio
Família de produto	347

## Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	1190,4762
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	100
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	24,093
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	10 kg
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	500 mg
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	8000
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600

## Desenho

Forma de construção peso	Vara de apoio (Tipo B)
Dimensões (Ø×A)	178×901,9 mm
Material	aço inox virado fino
Peso total máximo	126 kg
Peso individual máximo	10 kg
Tipo de ajuste	Câmara de ajuste - Selo

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-644
--	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	178×178×901,9 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	10 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761366855
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

