

# KERN 347-147-100-N00

**KERN**

Asta di supporto (Newton), 100 N, acciaio inossidabile tornito fine



## Pittogrammi

STANDARD



### Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Asta di supporto (Newton)
Famiglia di prodotti	347-N

### Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale (N)	100 N
--	-------

### Design

Struttura peso	Asta di supporto (Tipo B)
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Peso massimo totale (Newton)	1,26 kN
Peso massimo individuale (Newton)	100 N
Dimensioni (Ø×A)	178×901,9 mm

### Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	178×178×901,9 mm
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	10 kg