


Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 347-147

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 10 kg, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Kompatibel mit allen Schlitzgewichten/Trägerstangen vom Typ B

PIKTOGRAMME

Standard

Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
317-290	Handschuhe 317-290 (Leder, Baumwolle, 1 Paar)
347-117-100	Trägerstange 347-117-100, OIML-Klasse M1, Nennwert 1 kg, Edelstahl feingedreht
347-137-100	Trägerstange 347-137-100, OIML-Klasse M1, Nennwert 5 kg, Edelstahl feingedreht
347-147-100	Trägerstange 347-147-100, OIML-Klasse M1, Nennwert 10 kg, Edelstahl feingedreht

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-350	Markierung per Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350
920-351	Markierung von Prüfgewichten (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-351
962-644	DAkKS-Kalibrierschein 962-644
962-644R	DAkKS-Rekalibrierung 962-644R

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage