


Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 347-147

Peso singolo, classe OIML M1, 10 kg, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Compatibile con tutti i pesi della scanalatura/aste di supporto del tipo B

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
317-290	Guanti 317-290 (pelle, cotone, 1 paio)
347-117-100	Asta di supporto 347-117-100, classe OIML M1, valore nominale 1 kg, acciaio inossidabile tornito fine
347-137-100	Asta di supporto 347-137-100, classe OIML M1, valore nominale 5 kg, acciaio inossidabile tornito fine
347-147-100	Asta di supporto 347-147-100, classe OIML M1, valore nominale 10 kg, acciaio inossidabile tornito fine

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350
920-351	Marcatura dei pesi di prova (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-351
962-644	Certificato di calibrazione DAkkS 962-644
962-644R	Ricalibrazione DAkkS 962-644R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi