


KERN 347-147

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 10 kg, Sleufgewicht (Type B), roestvrij staal fijn gedraaid



| | |
|------------------|--------------|
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 10 kg |
| Brutogewicht ca. | 10 kg |
| Verzendgewicht | 10 kg |

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML M1 |
| Productfamilie | 347 |

Meetsysteem

| | |
|--|------------|
| Testgewicht - volume (cm ³) | 1 190,4762 |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³) | 24,093 |
| Testgewicht - dichtheid (kg/m ³) | 8000 |
| Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³) | 100 |
| Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML) | 2600 |
| Testgewicht - nominale waarde | 10 kg |
| OIML-conform | ✓ |
| Testgewicht OIML klasse | M1 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 500 mg |

Ontwerp

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Bouwworm gewicht | Sleufgewicht (Type B) |
| Afmetingen (Ø×H) | 178×61,1 mm |
| Materiaal | roestvrij staal fijn gedraaid |

Diensten

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-644 |
|-------------------------------------|---------|

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 178×178×62 mm |