

Brochure produit

08.08.2026

KERN 347-147-N00

Poids individuel (Newton), 100 N, Poids à fente (Type B), inox finement tourné

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Compatible avec toutes les poids à fente/tige de support de type B

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
317-290	Gants 317-290 (cuir, coton, 1 paire)
347-117-100-N00	Tige de support (Newton) 347-117-100-N00, Valeur nominale 10 N, inox finement tourné
347-137-100-N00	Tige de support (Newton) 347-137-100-N00, Valeur nominale 50 N, inox finement tourné
347-147-100-N00	Tige de support (Newton) 347-147-100-N00, Valeur nominale 100 N, inox finement tourné

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
962-644N	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-644N
962-644RN	Réétalonnage DAkkS 962-644RN

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est de six jours



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables