

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 347-147-N00

Peso individual (Newton), 100 N, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO

- Compatível com todos os pesos da ranhura/varas de apoio do tipo B

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
317-290	Luvas 317-290 (couro, algodão, 1 par)
347-117-100-N00	Vara de apoio (Newton) 347-117-100-N00, Valor nominal 10 N, aço inox virado fino
347-137-100-N00	Vara de apoio (Newton) 347-137-100-N00, Valor nominal 50 N, aço inox virado fino
347-147-100-N00	Vara de apoio (Newton) 347-147-100-N00, Valor nominal 100 N, aço inox virado fino

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-350	Marcação por gravura a laser (marcação individual) KERN 920-350
920-351	Marcação dos pesos de ensaio (último dígito do número de série) KERN 920-351
962-644N	Certificado de calibração DAkkS 962-644N
962-644RN	Recalibração DAkkS 962-644RN

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de seis dias



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis