

KERN 347-147-N00

KERN

Pesas individuales (Newton), 100 N, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado



Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	Peso Newton
Familia de productos	347-N

Diseño

Forma constructiva pesa	El peso de la ranura (Tipo B)
Material	acero inoxidable finamente torneado
Dimensiones (Ø×A)	178×61,1 mm
Tipo de ajuste	Cámara de ajuste - Precinto

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-644N
---	----------

Embalaje y envío

Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	178×178×62 mm
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	10 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761366886
Número de mercancía	84239090
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida