


KERN 348-01

Pesas de miligramos, M1, 1 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	348

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7960
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	170
Peso de control - valor nominal	1 mg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	M1
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,2 mg

Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	3,5×3,5×3 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-651
Número de artículo para calibración DAkkS	962-651

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	3,5×3,5×3 mm
Peso neto	0,01 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-009-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-009-600
Maletín - Número de artículo de madera	338-090-200

Pictogramas

STANDARD

