

KERN 348-01

KERN

Pesos de miligramas, M1, 1 mg, Plateleta, aço inox polido



Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-009-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-009-600
Estojo - madeira Número do artigo	338-090-200

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	348

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7960
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	170
Peso de teste - valor nominal	1 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,2 mg

Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões peso (L×P×A)	3,5×3,5×3 mm
Material	aço inox polido

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-651
Número do artigo para calibração DAkKS	962-651

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	3,5×3,5×3 mm