

Productbrochure

08.08.2026

KERN 348-02

Milligramgewicht, M1, 2 mg, =ATTRVAL("weightShape")), edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-242	Pincet 315-242 (polyamide 100 mm)
315-247	Pincet 315-247 (edelstaal, kunststof 136 mm)
317-009-600	Aluminium gewichtsetui 317-009-600 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (eenzel) voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Breukprogramma)
318-270	Borstels 318-270
338-090-200	Houten gewichtsetui 338-090-200 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (eenzel) voor klassen E1 - M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
347-009-400	Plastic gewichtsetui 347-009-400 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (eenzel) voor klassen E1 - M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
962-652	DAkkS Kalibratiecertificaat 962-652
962-652R	DAkkS-rekalibratie 962-652R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen