

Brochura do produto

08.08.2026

# KERN 348-02

Pesos de miligramas, M1, 2 mg, Plateleta, aço inox polido

PORTUGUÊS



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com

## PICTOGRAMAS

De série

Opção



## ACESSÓRIOS

| Modelo      | Descrição                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-242     | Pinça 315-242 (poliamida   100 mm)                                                                                                                   |
| 315-247     | Pinça 315-247 (aço inox, plástico   136 mm)                                                                                                          |
| 317-009-600 | Caixa de peso em alumínio 317-009-600 (para valores nominais 1 mg - 500 mg (einzel)   para classes E1 - M3   para forma de construção Fracturegram)  |
| 318-270     | Pincéis 318-270                                                                                                                                      |
| 338-090-200 | Caixa de peso de madeira 338-090-200 (para valores nominais 1 mg - 500 mg (einzel)   para classes E1 - M2   para forma de construção Botão/compacto) |
| 347-009-400 | Caixa plástica de peso 347-009-400 (para valores nominais 1 mg - 500 mg (einzel)   para classes E1 - M2   para forma de construção Botão/compacto)   |

## SERVIÇOS

| Modelo   | Descrição                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Marcação por gravura a laser (marcação individual) KERN 920-350 |
| 962-652  | Certificado de calibração DAKKS 962-652                         |
| 962-652R | Recalibração DAKKS 962-652R                                     |

## Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis