

KERN 348-02

KERN

Pesas de miligramos, M1, 2 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



Categoría

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Peso individual |
| Grupo de producto | OIML M1 |
| Familia de productos | 348 |

Sistema de medición

| | |
|---|--------|
| Posibilidad de evaluación de la conformidad | ✓ |
| Peso de control - Densidad (kg/m ³) | 7960 |
| Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³) | 170 |
| Peso de control - valor nominal | 2 mg |
| OIML-conforme | ✓ |
| Peso de control OIML clase | M1 |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 0,2 mg |

Diseño

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Plaqueta |
| Dimensiones peso (A×P×A) | 4×4×2 mm |
| Material | acero inoxidable pulido (OIML) |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 952-652 |
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-652 |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 4×4×2 mm |
| Peso neto | 0,01 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,05 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,05 kg |
| Peso de envío | 0,1 kg |

Casos opcionales

| | |
|--|-------------|
| Caso - Plástico Número de artículo | 347-009-400 |
| Caso - Aluminio Número de artículo | 317-009-600 |
| Maletín - Número de artículo de madera | 338-090-200 |

Pictogramas

STANDARD

