

# KERN 348-05

# KERN

Pesos de miligramas, M1, 20 mg, Plateleta, aço inox polido



Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Casos opcionais

Estojo - plástico	Número do artigo	347-009-400
Estojo - alumínio	Número do artigo	317-009-600
Estojo - madeira	Número do artigo	338-090-200

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	348

## Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	7960
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	170
Peso de teste - valor nominal	20 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,3 mg

## Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões peso (L×P×A)	5,5×5,5×2 mm
Material	aço inox polido

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-655
Número do artigo para calibração DAkKS	962-655

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	5,5×5,5×2 mm