

KERN 348-06

KERN

Pesas de miligramos, M1, 50 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	348

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7960
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	170
Peso de control - valor nominal	50 mg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	M1
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,4 mg

Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	7,5×6×3 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-656
Número de artículo para calibración DAkkS	962-656

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	7,5×6×3 mm
Peso neto	0,01 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-009-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-009-600
Maletín - Número de artículo de madera	338-090-200

Pictogramas

STANDARD

