


# KERN 348-06

# KERN

Peso di milligrammi, M1, 50 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Numero di articolo per calibrazione 962-656  
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	348

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	50 mg
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,4 mg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1

## Design

Struttura peso	Piastrina
Dimensioni peso (L×P×A)	7,5×6×3 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	7,5×6×3 mm
Peso netto	0,01 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-656
--	---------