


Brochure produit

08.08.2026

KERN 348-07

Poids milligrammes, M1, 100 mg, Plaquette, inox poli

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-242	Pincettes 315-242 (polyamide 100 mm)
315-247	Pincettes 315-247 (inox, plastique 136 mm)
317-009-600	Étui de poid en aluminium 317-009-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzel) pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Fracturegram)
318-270	Pinceaux 318-270
338-090-200	Étui de poids en bois 338-090-200 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzel) pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)
347-009-400	Étui de poids en plastique 347-009-400 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzel) pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
962-657	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-657
962-657R	Réétalonnage DAkkS 962-657R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables