

KERN 348-07

Pesas de miligramos, M1, 100 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso de envío 0,1 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) 952-657

Número de artículo para calibración DAkkS 962-657

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	348

Sistema de medición

OIML-conforme	✓
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,5 mg
Peso de control OIML clase	M1
Peso de control - valor nominal	100 mg
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	170
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7960
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓

Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	8,5×8,5×4 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	8,5×8,5×4 mm
Peso neto	0,0001 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg