


KERN 348-07

KERN

Pesos de miligramas, M1, 100 mg, Plateleta, aço inox polido



Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-009-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-009-600
Estojo - madeira Número do artigo	338-090-200

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	348

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7960
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	170
Peso de teste - valor nominal	100 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,5 mg

Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões peso (L×P×A)	8,5×8,5×4 mm
Material	aço inox polido

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-657
Número do artigo para calibração DAkKS	962-657

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	8,5×8,5×4 mm