


# KERN 348-09

# KERN

Pesas de miligramos, M1, 500 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	348

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7960
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m <sup>3</sup> )	170
Peso de control - valor nominal	500 mg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	M1
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,8 mg

## Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	12×12×4 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-659
Número de artículo para calibración DAkkS	962-659

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	12×12×4 mm
Peso neto	0,0005 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

## Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-009-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-009-600
Maletín - Número de artículo de madera	338-090-200

## Pictogramas

### STANDARD

