

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 356-86

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 5 kg, Block, Gusseisen lackiert

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PIKTOGRAMME

Standard

Option





ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
346-060-600	Aluminium-Gewichtsetui 346-060-600 (für Nennwerte 5 kg Block für Klassen F1 - M3 für Bauform Block)

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-350	Markierung per Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350
962-643	DAkks-Kalibrierschein 962-643
962-643R	DAkks-Rekalibrierung 962-643R

DEUTSCH

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage