

# KERN 357-02

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 2 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Nettogewicht	0,002 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-030-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-020-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-020-200

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

## Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,2381
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0048
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Nennwert	2 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	4 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	6×11 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-632
--	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	24×24×51 mm