

KERN 357-02

KERN

Peso individual, Classe OIML M2, 2 g, Botão, aço inox virado fino



Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-030-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-020-600
Estojo - madeira Número do artigo	337-020-200

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M2
Família de produto	357

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	0,2381
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0048
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140
Peso de teste - valor nominal	2 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M2
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	4 mg

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	6×11 mm
Material	aço inox virado fino

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-632
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	24×24×51 mm
Método de envio	Serviço de encomendas