

KERN 357-04

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 10 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Nettogewicht	0,01 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-050-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-040-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-040-200

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1,1905
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0241
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Nennwert	10 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	6 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	10×17,5 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-634
--	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	24×24×51 mm