

KERN 357-06

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis	
Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-070-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-060-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-060-200

Piktogramme

STANDARD



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

Messsystem	
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	5,9524
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,1205
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Nennwert	50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	10 mg

Bauform	
Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	18×28 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Dienstleistungen	
Artikelnummer für DAkS-Kalibrierung	962-636

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	24×24×51 mm