

KERN 357-07

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	24×24×51 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-070-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-070-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-070-200

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	11,9048
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,2409
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300
Prüfgewicht - Nennwert	100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	16 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	22×37 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-637
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----