

KERN 357-08

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	31×31×56 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-080-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-080-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-080-200

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	23,8095
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,4819
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300
Prüfgewicht - Nennwert	200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	30 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	28×47 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-638
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----