

# KERN 357-09

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	57×57×74 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-090-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-090-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-090-200

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

## Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	59,5238
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	1,2046
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300
Prüfgewicht - Nennwert	500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	80 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	38×63 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-639
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----