

# KERN 357-11

**KERN**

Peso singolo, classe OIML M2, 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Peso di spedizione 1 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione  
DAkKS 962-641

## Pittogrammi

## STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M2
Famiglia di prodotti	357

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 kg
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	119,0476
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	2,4093
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	160 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2300
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M2

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	48×80 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	61×61×94 mm
Peso netto	1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,00 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg