

KERN 357-13

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 5 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 100×100×165 mm

Nettogewicht 5 kg

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 5,0 kg

Bruttogewicht ca. 5,0 kg

Versandgewicht 5 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-130-400

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-130-600

Etui - Holz Artikelnummer 337-130-200

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	595,2381
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	12,0465
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300
Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	800 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	80×147 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-643
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----