

KERN 357-13

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 5 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	357

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	595,2381
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	12,0465
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2300
Testgewicht - nominale waarde	5 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M2
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	800 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	80×147 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-643
-------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×100×165 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-130-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-130-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-130-200

Pictogrammen

STANDARD

