

# KERN 357-14

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	115×115×198 mm
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-140-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-140-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-140-200

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

## Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	1190,4762
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	24,093
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300
Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1,6 g

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	100×185 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-644
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----