

KERN 366-79

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 50 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt



Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	310×155×192 mm
Nettogewicht	50 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm ³)	7042,2535
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	595,12
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7100
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	600
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht - nominale waarde	50 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M3
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 g

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Blok Eco
Afmetingen gewicht (B×D×H)	310×155×192 mm
Materiaal	gietijzer gelakt

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-646
Artikelnummer voor DAKkS-kalibratie	962-646