

KERN 366-93

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 500 g, Knopf, Gusseisen lackiert



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	46×46×68 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,55 kg
Versandgewicht	0,5002 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1482074
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	500 g
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	5,9512
Gewicht OIML-Klasse	M3
Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	70,4225
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	250 mg
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7100
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	600

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	46×68 mm
Material	Gusseisen lackiert
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-639
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----